


L'IMPORTANZA DELL'ADERENZA DEI FACCIALI FILTRANTI FFP2-FFP3





L'**efficacia** dei respiratori è garantita soltanto se i bordi del respiratore aderiscono perfettamente al viso.

Quando l'aderenza viene a mancare, la protezione è compromessa in quanto l'aria contaminata riesce a penetrare attraverso il bordo di tenuta.



A

Assicurarsi che il viso si a pulito e rasato.

I facciali filtranti non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.



B

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del facciale filtrante.



1 Con il rovescio del facciale filtrante rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore e inferiore fino a ottenere una forma a conchiglia.

Piegare leggermente il centro dello stringinaso.

2 Assicurarsi che entrambi i lembi siano completamente separati.



3

A. Tenere il facciale filtrante a coppa in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso.

+ 3b



3

B. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il facciale filtrante sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.



4

Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati o incrociati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale.



5

Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.

Il facciale filtrante potrebbe non aderire perfettamente al viso se si modella lo stringinaso con una sola mano.

Per questa operazione usare sempre due mani.

+ 6



6


Effettuare la prova di tenuta coprendo il facciale filtrante con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta.

Se si sta utilizzando un facciale filtrante senza valvola, espirare con decisione.

Se si sta utilizzando un facciale filtrante con valvola, inspirare con decisione.

Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso e ripetere la prova di tenuta. **Se** si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del facciale filtrante, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.

Se NON si riesce ad ottenere una perfetta tenuta NON ENTRARE nell'area contaminata e rivolgersi al proprio preposto.



Al link sottostante la pagina web con i video-tutorial per il corretto uso dei DPI.

asugi.sanita.fvg.it/it/schede/covid_19.html

I video sono stati realizzati dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della salute dell'Università degli Studi di Trieste in collaborazione con il Corso di laurea Interateneo Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Scienze della prevenzione e il Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Servizi Sanitari Regionali.